

Importante: Leia atentamente as instruções de uso abaixo e guarde-as para futuras consultas.

BAUSCH + LOMB

BOSTON SIMPLUS™

Solução Multição

Fórmula: Boston SIMPLUS™ Solução Multição combina sistema de limpeza com desinfecção e conservação de lentes de contato gás permeáveis. Boston SIMPLUS™ Solução Multição é uma solução aquosa estéril tamponada, levemente hipertônica contendo poloxamina, hidroxialquilfosfonato, ácido bórico, borato de sódio, cloreto de sódio, hidroxipropilmetilcelulose, Glucam-20 e preservada com gluconato de clorexidina (0,003%) e poliaminopropilbiguanida (0,0005%).

Ação do produto: Boston SIMPLUS™ Solução Multição remove proteínas e lipídios da superfície da lente, evitando a formação de depósitos.

A solução é indicada para o enxágue das lentes e remoção de depósitos despregados das lentes. O sistema de multi-polímero (hidroxipropilmetilcelulose) condiciona a lente para gerar mais conforto após a inserção. O umectante (Glucam-20) mantém a lente hidratada. Esta formulação é designada para prover um efeito relaxante aos olhos, além de conter um sistema preservativo com ação comprovada na eliminação de microrganismos.

Além desta solução ser efetiva em limpeza e desinfecção, ela é compatível com seus olhos após a inserção da lente.

Indicações: O produto é indicado para desinfecção química (não térmica), limpeza diária, remoção diária de proteína, lubrificação, enxágue e conservação de todas as lentes de contato rígidas gás permeáveis de acrilato de silicone e acrilato de fluorossilicone.

Precauções: É importante seguir todas as instruções de uso e as recomendações do seu oftalmologista quanto aos cuidados com os olhos, ao uso adequado das lentes de contato e ao uso dos produtos de limpeza das lentes.

Advertências:

- Não use em lentes de contato gelatinosas.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
- Nunca reutilize esta solução. Para garantir desinfecção adequada, substitua completamente a solução do estojo, todos os dias, antes de guardar as lentes.
- Use antes da data de vencimento indicada no frasco. Mesmo que o frasco não tenha sido aberto, ele deve ser descartado na data de vencimento.
- Este produto é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.
- Não toque o bico gotejador do frasco, para evitar contaminação. Mantenha o frasco fechado.

Efeitos adversos: Ardência, irritação, lacrimejamento ou secreção, vermelhidão, diminuição da qualidade visual, fotofobia, olhos secos. Ao surgimento de qualquer um dos sintomas descritos, retire e examine as lentes. Higienize-as conforme orientações do Modo de usar, se necessário. Ao persistir o problema, consultar um oftalmologista.

Modo de usar:

Para garantir as propriedades de desinfecção, todos os passos listados abaixo devem ser seguidos.

1. Lave bem as mãos com sabonete neutro antes de manusear as lentes de contato (cuidado: alguns sabonetes líquidos podem conter agentes oleosos).
2. Coloque as lentes no estojo vazio e preencha-o com **Boston SIMPLUS™** Solução Multição. Deixe as lentes no estojo por no mínimo 4 (quatro) horas (ou a noite inteira) antes de usá-las.
3. Após o período descrito acima, remova as lentes do estojo e fricione suavemente ambos os lados das lentes com 4 (quatro) gotas de **Boston SIMPLUS™** Solução Multição na palma da mão por 20 (vinte) segundos. Não há necessidade da adição de outro produto para a limpeza.
4. Enxágue as lentes com **Boston SIMPLUS™** Solução Multição em jatos sucessivos por 5 (cinco) segundos para eliminar depósitos desprendidos das lentes, antes de inserí-las nos olhos.
5. Cuidadosamente lave o interior do estojo com água quente e deixe-o secar após cada uso.
6. Descarte a solução 90 dias após a abertura do frasco. Registre a data de abertura no espaço disponível no rótulo do frasco.

Nota: Quando usada diariamente, a solução terminará antes de 90 dias.

Esterilizado por filtração.

Conservar a solução em temperatura de 15°C a 25°C. Não congelar.

Prazo de validade: 36 meses da data da fabricação.

Fabricante legal: Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609 - Estados Unidos

Local de Fabricação: Bausch & Lomb Incorporated
8507 Pelham Road, Greenville, SC 29615-9598 - Estados Unidos

Importado e Distribuído por: BL Indústria Ótica Ltda.

R. Dona Alzira, 139 – Porto Alegre – RS
CEP: 91110-010 – CNPJ: 27.011.022/0001-03
Farmacêutico Responsável: Patrícia Helena Weber - CRF-RS 11.640
Reg. ANVISA nº 80136060089

SAC: 0800 702 6464
sac@bausch.com
www.bausch.com.br

(B03781_BostonSimplus_120mL_ca)